













Geo
screw Driver

iPen
Lab driver set

Geo Angled Screw Driver














	29mm		1.0Hex	• Dentisply Ankylos
			1.2Hex	• OSSTEM • Biomet 3i • レストアーインプラント • MegaGen • Dentisply Xive/Frialit • DIO UF / UFII
			1.25Hex	• Biohorizons • Astra Tech (使用可能) • Zimmer(Tapered Screw-vent•SwissPlus•Spline) • アルファタイトシステム • Dentium
			1.3Hex	• MYTIS Arrow implant • プラトン • IAT implant System
			Torx	• Straumann
			Unigrip	• Nobel Biocare

上記に記載の対応表は、各メーカー様の公式資料に基づいたデータとなります。詳しくはお問い合わせください。



Geo Angled Screw Driver
アングルドスクリュードライバー

360度どのポジションからでもスクリーホール作成が可能
前歯部の審美的領域を損なうことなくスクリーリテンができる

	20°	13.0mm		1.2 Hex Short	ASD3IS	Hiossen	Hiossen : ET/TS Mini 20Ncm
	20°	20.0mm		1.2 Hex Long	ASD3IL	Osstem Biomet 3i	Osstem : All implant 30Ncm Biomet 3i : All implant 20Ncm
	20°	13.0mm		1.27 Hex Short	ASDZIS	Astra	Astra : 3.0 - 15 Ncm 3.5 / 4.0 - 20 Ncm 4.5 / 5.0 - 25 Ncm EV - 25 Ncm
	20°	20.0mm		1.27 Hex Long	ASDZIL	Zimmer	Zimmer : All implant 25Ncm
	25°	13.0mm		Omnigrip Short	ANOGS	*Nobel	Omnigripscrew 35Ncm
				Short Handle	HDEC		for Hiossen / Osstem / Astra

*Nobel Biocare 社の ASC アバットメント専用スクリーのみ対応

Square Type / Ratchet Type

LS Link へ利用

最大アングル : 25°

推奨トルク : 30Ncm 以下 (製品ガイド参照)

推奨する使用方法
注意

:(1.2Hex / 1.27Hex) 10 回

: 不安定な接続はドライバーの破損や、
変形する可能性に繋がります。

Screw Driver Line-up

スキャンボディとアバットメントを固定

	25mm		Hex 1.0	[Blue]	• Dentium NR Line • Dentsply Ankylos
			Hex 1.2	[Purple]	• Osstem • Neobiotech • MegaGen • Dentisply Xive • DIO UF • Biomet 3i
			Hex 1.25	[Black]	• Biohorizons • Dentis S-Clean
			Hex 1.27	[Red]	• Astra Tech Osseospeed TX • Camlog • Dentium • Implant Direct • Zimmer Tapered Screw-Vent
			Hex 1.3	[Green]	• Astra Tech Osseospeed EV
			Torx 1.5(Star)	[Yellow]	• Nobel Biocare
			Torx 1.7	[Brown]	• Straumann
			Ball Hex 1.2	[White]	• アングルスクリューチャンネル用
			Ball Torx 1.7	[Orange]	• アングルスクリューチャンネル用
			Cross 1.25	[Gray]	• Thommen SPI

Analog Driver Line-up

3D プリンターモデルとアナログを簡単に安全に固定し、
アナログの内側のネジの損傷を防止する

	25mm		M1.4*P0.30	[Sky Blue]	• Straumann Bone Level 2.9 • DIO UF Narrow • MegaGen Mini • Astra Yellow
			M1.6*P0.35	[Pink]	• Straumann Bone Level • Osstem TS Mini • Nobel Biocare Active Mini • Dentisply Xive • Neodent GM
			M1.8*P0.35	[Light Green]	• Zimmer TSV • MegaGen AnyRidge • Biohorizons
			M2.0*P0.40	[Cocoa]	• Osstem TS Regular • Dentium Super-Line • MegaGen AnyOne • Dentis S-Clean • Straumann Tissue Level
			M2.5*P0.45	[Ivory]	• Osstem US Wide • Nobel Biocare Branemark WP

iPen セット構成

スクリュードライバー7種
(Hex1.0, Ball Hex 1.2 / 1.7 以外)



ドライバーの構成は希望に応じて変更可能

ハンドル



ドライバー全種に装着可能

ドライバースタンド



ドライバーとハンドルを立てかけ、取り出しを簡易的に

トルクアダプター



必要以上の力をかけず、スクリーやアナログ内部の破損を防止