

# Multi-Base Abutment

Osstem / Astra

チェアサイド及び院内ラボにおけるデジタル補綴ソリューションです。  
CAD デザインを用いて高精度のカスタムアバットメントを製作できます。

図	型番	適合フィクスチャ	互換システム
 <p>LL2 H/N</p>  <p>LS2 H</p>  <p>SRNS</p>  <p>Screw</p>	LS2-SUM-H	AR Fixture *1 Mini	Osstem Implan TS Mini φ3.0/3.5
	LS2-SUM-N		
	LL2-SUM13-H		
	LL2-SUM13-N		
	LL2-SUM20-H		
	LL2-SUM20-N		
	SRN2-SUM-H	AR Fixture *1 Regular/Wide	Osstem Implant TS Standard φ4.0/4.5/5.0
	LS2-SURO-H		
	LS2-SURO-N		
	LL2-SURO13-H		
	LL2-SURO13-N		
	LL2-SURO20-H		
LL2-SURO20-N			
LL2-SURO30-H			
LL2-SURO30-N			
SRN2-SURO-H			
SRN2-SURO26-H			
 <p>LL2 H/N</p>  <p>LS2 H SRNS</p>  <p>Screw</p>	LS2-ASR-H	AR Fixture *1 Mini	Astra Tech Osseospeed Aqua φ3.5/4.0
	LL2-ASR-H		
	LL2-ASR-N		
	LL2-ASR20-H		
	LL2-ASR20-N		
	SRN2-ASR-H		
	LS2-ASW-H	AR Fixture *1 Regular/Wide	Astra Tech Osseospeed Lilac φ4.5/5.0
	LL2-ASW-H		
	LL2-ASW-N		
	LL2-ASW20-H		
	LL2-ASW20-N		
	SRN2-ASW-H		

※上表の互換性にあるインプラントシステムは、弊社にて嵌合性を確認したものであり、各インプラントシステムとの適合性を担保するものではありません。使用の際は、歯科医師または、歯科医師より指示を受けた歯科技工士の判断の下、適切に使用して下さい。

※図は実寸大ではありません。

株式会社ジオメディ

〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚 1-38-28 ジオビル

(TEL) 092-409-4050 (FAX) 092-409-4051 (WEB) <http://www.geomedi.co.jp>

※1: AR システム【歯科用インプラントシステム】

医療機器承認番号: 30200BZX00333000

# Multi-Base Abutment

Straumann

チェアサイド及び院内ラボにおけるデジタル補綴ソリューションです。  
CAD デザインを用いて高精度のカスタムアバットメントを製作できます。

図	型番	適合フィクスチャ	互換システム
 LL2 R/N	LS2-BLM-R	Blue Diamond Fixture *2 NC	Straumann Bone Level NC
	LL2-BLM-R		
	LL2-BLM-N		
	LL2-BLM20-R		
	LL2-BLM20-N		
 SRN2-BLM-R	LS2-BLR-R	Blue Diamond Fixture *2 RC	Straumann Bone Level RC
	LL2-BLR-R		
	LL2-BLR-N		
	LL2-BLR20-R		
	LL2-BLR20-N		
 Screw	SRN2-BLR-R		

※上表の互換性にあるインプラントシステムは、弊社にて嵌合性を確認したものであり、各インプラントシステムとの適合性を担保するものではありません。使用の際は、歯科医師または、歯科医師より指示を受けた歯科技工士の判断の下、適切に使用して下さい。

※図は実寸大ではありません。

# Multi-Base Abutment

Osstem / Straumann

チェアサイド及び院内ラボにおけるデジタル補綴ソリューションです。  
CAD デザインを用いて高精度のカスタムアバットメントを製作できます。

図	型番	適合フィクスチャ	互換システム
 <p>LL2 O/N</p>  <p>LS2 O</p>  <p>Screw</p>	LS2-ISR-O	IR Fixture*3 Regular	Osstem Implant SS Regular φ4.8
	LL2-ISR-O		
	LL2-ISR-N		
	LS2-ISW-O	IR Fixture*3 Wide	Osstem Implant SS Wide φ6.0
	LL2-ISW-O		
	LL2-ISW-N		
 <p>LL2 O/N</p>  <p>LS2 O</p>  <p>Screw</p>	LS2-ITR-O	IR Fixture*3 Mini	Straumann Tissue Level RN φ4.8
	LL2-ITR-O		
	LL2-ITR-N		
	LL2-ITR20-O		
	LL2-ITR20-N		

※上表の互換性にあるインプラントシステムは、弊社にて嵌合性を確認したものであり、各インプラントシステムとの適合性を担保するものではありません。使用の際は、歯科医師または、歯科医師より指示を受けた歯科技工士の判断の下、適切に使用して下さい。

※図は実寸大ではありません。